



## CLINICAIR® 3

Система **CLINICAIR® 3** предназначена для очистки воздуха операционных блоков и других сверхчистых помещений больницы.

Эта система разработана в соответствии с самыми высокими нормами NFS 90-351 июль 2003

Норма EN 1886. Система **CLINICAIR® 3** гарантирует отличное качество работы по забору и поступлению воздуха, а также по контролю уровня шума.

Это компактная установка, со всеми встроенными элементами, необходимыми для очистки воздуха, контроля температуры и влажности воздуха. Она может быть установлена в непосредственной близости с операционным залом обеспечивая при этом существенную экономию расходов на запуск, функционирование и техническое обслуживание системы.

Известная лёгкостью сборки и высоким уровнем эффективности, система **CLINICAIR® 3** является идеальным способом борьбы с внутрибольничными инфекциями на территории операционных блоков.

## ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем поступающего воздуха от 1000 до 12000 м<sup>3</sup> в час поддерживается независимо от загрязнения фильтра  
Давление свободного воздуха до 800 Па  
Конфигурация системы в зависимости от расположения помещений  
Фильтрование воздуха:

на входе: фильтры G4, F5 – F9  
на выходе: фильтры F9 – H13

Режим охлаждения :  
посредством мгновенного расширения или ледяной водой  
Режим нагревания:  
посредством аккумуляторной батареи или горячей водой  
Увлажнитель с распределителем из нержавеющей стали 316 L  
(по дополнительному заказу)  
Регулирование по заказу



## ПРЕИМУЩЕСТВА

### Понижение расходов на строительство и установку

Система **CLINICAIR® 3** занимает при установке на 75% меньше места, чем стандартная система очистки воздуха  
Сокращение размеров воздухопроводной сети благодаря установке системы в непосредственной близости от зоны действия  
Система разработанная по принципу "подключай и работай"  
Возможно поэтапное ведение работ  
Адаптация с учетом специфических черт здания

### Безопасность и гигиена

Чрезвычайно высокий уровень изоляции исключает возможность встречного заражения благодаря двойной обшивке из нержавеющей стали 316 L а также особой форме конструкции исключающей малейшее застаивание воды.

### Комфорт для пользователей

Значительное снижение уровня шума благодаря двойным панелям  
Простые инструкции по эксплуатации  
Контроль уровня загрязненности фильтра с помощью наружных манометров

### Легкость в эксплуатации

Доступ к внутренним частям системы обеспечивается благодаря отдельным панелям, что помогает быстро предотвратить или устранить уже существующую неполадку.  
Централизованное управление

### Исключительная надежность

Большой опыт, полученный благодаря уже установленным системам **CLINICAIR®** является гарантией качества.



Контактный адрес: 16 Rue Jules Verne 44700 ORVAULT

тел.: +33 240 920 300 - факс.: +33 228 031 341

<http://www.ataclimatisation.com> – e-mail : [ataclimatisation@ataclimatisation.com](mailto:ataclimatisation@ataclimatisation.com)